

## 5. Controlul biologic al sterilizării

5.1 Controlul biologic al sterilizării (Testul cu bacilul subtilis) poate fi efectuat de către reprezentantul legal al cabinetului, sau altă persoană desemnată pentru acest scop.

5.2 Acest test poate fi realizat, și de către firma autorizată cu care cabinetul are contract de service al aparatului. Această firmă își asumă responsabilitatea funcționării în parametrii normali ai aparatului de sterilizare.

## 6. Controlul medical al personalului

6.1. Fiecare membru al echipei de lucru trebuie să aibă contract cu un centru medical de medicina muncii pentru completarea unei "fișe de aptitudini" în care se consemnează starea de sănătate a cadrului respectiv

## 7. Igienizarea cabinetului

7.1. Cabinetul medical dentar, trebuie să posede substanțe desinfectante, omologate de Ministerul Sănătății, pentru instrumentarul de lucru, cât și materiale pentru desinfecția și curățenia cabinetului.

## ANEXA nr.1

### Capul Registrului de sterilizare

Data	Numele persoanei care a efectuat sterilizarea	Nr. trusei (cutiei)	Ora de începere	Ora terminării	Testul chimic	Testul biologic	Semnătura	Obs.

## ANEXA nr.2

### Numerotarea și conținutul cutiilor / recipientelor

1. Fiecare cutie pentru sterilizare, va avea însemnat pe capac numărul cutiei.
2. Fiecare cutie va conține instrumentarul de lucru, ce va fi identificat în registru pe tipuri de tratament:

#### Exemplu:

- Trusa nr. 1 – trusa de consultații
- Trusa nr. 2 – instrumentar chirurgical
- Trusa nr. 3 – instrumentar odontologie/ parodontologie, etc.
- Trusele vor fi banderolate

3. Instrumentarul sterilizat în Autoclav, în recipiente speciale sigilate, va avea inscripționat pe fiecare data sterilizării (ora și semnătura persoanei ce a efectuat sterilizarea)